

# Mezclador de Cemento Óseo al Vacío

## Descartables para Cadera Cementada y de Revisión



### Características

Gracias al diseño optimizado de sus componentes, el mezclador al vacío permite obtener sin esfuerzo una mezcla acabada de hasta 120g de cemento óseo de cualquier tipo, al tiempo que reduce al mínimo la exposición a los vapores de MMA.

La mezcla al vacío elimina la porosidad en la mezcla de cemento óseo y la optimiza para la resistencia a la fatiga, crucial para el éxito a largo plazo de los procedimientos quirúrgicos de reemplazo de articulaciones / artroplastias.

Este producto libre de látex cuenta con marcado CE y viene en un empaque estéril doble.

- **Diseño Optimizado.** Fácil de instalar y simple de operar. El equipamiento ergonómico facilita la mezcla.
- **Sistema de Paleta con Eje Rotativo.** Mezcla desde todos los ángulos para obtener una preparación acabada de cemento con la menor cantidad posible de polvo sin mezclar.
- **Espátula y Cureta Moldeadas.** La forma de cada componente coincide exactamente con el contorno del recipiente mezclador, y ayuda a eliminar el cemento del bowl sin desperdicio.
- **Alta Capacidad y Rendimiento.** Mezcla hasta 3 lotes de cemento óseo de 40g de cualquier viscosidad. Se logra una mezcla de buen rendimiento que permite un mayor tiempo de operación para el equipo de cirugía.
- **Tubo de Vacío con Filtro de Carbón.** Elimina la porosidad en la mezcla y maximiza la vida de fatiga del cemento óseo, al tiempo que reduce la exposición a los vapores tóxicos.

