


# Pistola de Lavado Pulsátil W-202

## Descartable para Cirugías de Cadera y Rodilla



ÚNICO EQUIPO EN EL MERCADO QUE  
CONTIENE UNA BOQUILLA PARA RODILLA  
Y UNA BOQUILLA PARA CADERA  
EN EL MISMO KIT.

Boquilla de  
espina dorsal



Boquilla de cepillo femoral  
(para revisión de cadera)



Escudo grande contra salpicaduras

### Características

Se ha probado clínicamente que la pistola de lavado pulsátil resulta esencial tanto para procedimientos ortopédicos como para el desbridamiento de heridas. En la artroplastia, la limpieza del lecho óseo con un lavado de pulso es clave para la supervivencia a largo plazo de la prótesis. En el desbridamiento de heridas, elimina eficazmente más del 90% de los tejidos necróticos, contaminantes y bacterias, por lo tanto, reduce las tasas de infección.

- Diseño liviano, ergonómico y bajo nivel de ruido.
- Tiene un bloqueador para asegurar la boquilla en su lugar durante la cirugía.
- Aspiración e irrigación concurrentes.
- Irrigación potente con 10 pilas alcalinas AA.
- Potencia constante, alta fiabilidad y larga duración de la batería.
- Velocidad alta y baja ajustable: alta velocidad, irrigación potente para aplicaciones ortopédicas; irrigación a baja velocidad para el desbridamiento de heridas traumáticas, quemaduras y otras heridas crónicas.
- Tubos integrados y cable de alimentación para evitar el entrelazamiento.
- Tallos de pulverización flexibles y resistentes a fracturas y puntas de succión.
- Un solo uso sin la necesidad de volver a esterilizar. Evita la contaminación cruzada.
- Envase estéril doble: bandeja Tyvek / APET y bolsa Tyvek Heat-Seal.
- Esterilizado con EtO durante 2 años.

