



# EQUIPOS DE CORTE

MOTORES QUIRÚRGICOS INALÁMBRICOS

**OVERFIX**<sup>®</sup>  
— POWER TOOLS —

**bioadvance**  
— DISPOSITIVOS MÉDICOS —



# TALADRO



10011001  
Taladro Eléctrico  
673g sin batería y caja de batería

## Conector de Pin



10011006  
Conector de Pin  
Ø 0,7 - 1,6 mm




10011037  
Conector de Pin  
Ø 1,8 - 4,0 mm

## Mandril de Taladro Craneal



10011040 Mandril de Taladro Craneal Ø 7,0 mm  
10011041 Mandril de Taladro Craneal Ø 9,0 mm  
10011042 Mandril de Taladro Craneal Ø 11 mm

## Mandril de Sierra Sagital




10011016  
Mandril de Sierra Sagital Ø 7,1 mm

# SIERRA SAGITAL




10017000  
Sierra Sagital  
612g sin batería y caja de batería


## Hoja de Sierra Sagital




10017006  
Hoja de Microsierra  
14 x 41 mm



10017008  
Hoja de Microsierra  
9,5 x 25,5 mm



10017013  
Hoja de Microsierra  
9,5 x 25,5 mm



10017015  
Hoja de Microsierra  
10 x 18,5 mm

# SIERRA OSCILANTE



10014001  
Sierra Oscilante  
838g sin batería y caja de batería

# SIERRA OSCILANTE




10014030  
Sierra Oscilante  
930g sin batería y caja de batería



Cabezal Giratorio de 360°

## Hoja de Sierra Oscilante



10014015  
Hoja de Sierra Oscilante  
12.5 x 70 x 1 mm

10014011  
Hoja de Sierra Oscilante  
19.5 x 90 x 1 mm

10014013  
Hoja de Sierra Oscilante  
25 x 90 x 1 mm

10014023  
Hoja de Sierra Oscilante  
12.5 x 70 x 1,2 mm

10014024  
Hoja de Sierra Oscilante  
19.5 x 90 x 1,2 mm


10014025  
Hoja de Sierra Oscilante  
25 x 90 x 1,2 mm

# SIERRA RECÍPROCA




10016000  
Sierra Recíproca  
854g sin batería y caja de batería


## Hoja de Sierra Recíproca




10016001 Hoja de Sierra Recíproca 12.5 x 38 x 0,6 mm



10016006 Hoja de Sierra Recíproca 12.5 x 76 x 1 mm



10016007 Hoja de Sierra Recíproca 12.5 x 89 x 1 mm




10016008 Hoja de Sierra Recíproca 9,4 x 54,5 x 1 mm

# SIERRA DE ESTERNÓN




10015000  
Sierra de Esternón  
880g sin batería y caja de batería

## Protector de Esternón



10015010 Protector de Esternón 57,2 mm




10015011 Protector de Esternón 79,2 mm

## Hoja de Sierra de Esternón



10015021 Hoja de Sierra de Esternón 10 x 35 mm



10015022 Hoja de Sierra de Esternón 10 x 54 mm



10015012 Llave de Ajuste

# ADAPTADORES

## 1:1 Adaptadores Multipropósito



10011002 Mandril Ø 8,0 mm



10011003 Mandril Ø 4,0 mm



10011007 AO Chico



10011008 Zimmer / Hudson



10011004 Mandril sin Llave Ø 4,0 mm



10011012 Mandril sin Llave Ø 8,0 mm



10011009 AO Grande



10011010 Hudson / DePuy



10011014 Llave Ø 4,0 mm



10011015 Llave Ø 8,0 mm



10011011 AO Mini



10011013 AO / Trinkle

## 3:1 Adaptadores de Fresado



10011021 Mandril para Perforador con Torque hasta Ø 4,0 mm



10011022 Zimmer / Hudson



10011031 Mandril para Perforador con Torque hasta Ø 4,0 mm



10011032 Zimmer / Hudson



10011023 Hudson / Depuy



10011025 Aesculap



10011033 Hudson / Depuy



10011035 Aesculap



10011026 DHS



10011027 Trinkle



10011036 AO Grande

Las fresas accesorias 5:1 pueden utilizarse para el lijado acetabular en reemplazos de cadera.



10011028 AO Grande

Las fresas accesorias 3:1 son la opción ideal para operaciones de torque medio. Como ampliar el túnel femoral para el clavo femoral y otras cirugías de trauma en huesos grandes.

- Varios adaptadores proporcionan funciones de perforación, fresado y corte.
- Los adaptadores de Conexión Rápida se acoplan con la mayoría de los accesorios (conexión rápida, fácil de instalar, sin herramientas)

# ACCESORIOS

## Baterías



10014003  
Baterías 9.6V-1.25 Ah  
68,1 x 65,3 x 43,3 mm



10014033  
Baterías 9.6V-1.25 Ah  
68,1 x 65,3 x 51,9 mm



10014006  
Plataforma de Carga  
para Cargador Múltiple



10014010  
Cubierta de Transferencia  
para Batería con Traba Giratoria

## Caja de Batería



Caja de Batería con Traba Giratoria  
10014032 9.6V-1.25 Ah  
10014031 9.6V-2.4 Ah



Caja de Batería No Extraíble  
10014007 9.6V-1.25 Ah



Caja de Batería No Extraíble  
10014009 12V-1.6 Ah



Caja de Batería No Extraíble  
10014008 12V-0.5 Ah

## Sistema Estéril de Transferencia


Una sola batería puede usarse 300-400 veces,  
2 veces más que las baterías normales, y sin  
efecto de memoria.



# ACCESORIOS

## Cargador de Batería y Caja Contenedora

### Carga Completa por Anticipado




El cargador múltiple de 4 puertos permite cargar varias baterías a la vez. Es un cargador inteligente que puede reconocer diferentes tipos de baterías y autocorregirse para lograr el mejor efecto de carga.

10014028  
Cargador de Batería Múltiple de 4 Puertos



10014029  
Cargador de Batería



10014030  
Caja Contenedora

# SERIES DE DISPOSITIVOS

Producto	Código	Descripción
Taladro Eléctrico	10011001	673g
Sierra Oscilante	10014001	838g
	10014030	930g
Sierra de Esternón	10015000	880g
Sierra Recíproca	10016000	854g
Sierra Sagital	10017000	612g
Conector de Pin	10011006	Ø 0,7 - 1,6 mm
	10011037	Ø 1,8 - 4,0 mm
Mandril de Sierra Sagital	10011016	Ø 7,1 mm
Mandril de Taladro Craneal	10011040	Ø 7,0 mm
	10011041	Ø 9,0 mm
	10011042	Ø 11 mm
Hoja de Sierra Oscilante	10014015	12.5 x 70 x 1 mm
	10014011	19.5 x 90 x 1 mm
	10014013	25 x 90 x 1 mm
	10014023	12.5 x 70 x 1,2 mm
	10014024	19.5 x 90 x 1,2 mm
	10014025	25 x 90 x 1,2 mm
Hoja de Sierra Recíproca	10016001	12.5 x 38 x 0,6 mm
	10016006	12.5 x 76 x 1 mm
	10016007	12.5 x 89 x 1 mm
	10016008	9,4 x 54,5 x 1 mm
Protector de Esternón	10015010	57,2 mm
	10015011	79,2 mm



# SERIES DE DISPOSITIVOS

Producto	Código	Descripción
Llave de Ajuste	10015012	—
Hoja de Sierra de Esternón	10015021	10 x 35 mm
	10015022	10 x 54 mm
Hoja de Sierra Sagital	10017006	Hoja de Microsierra 14 x 41 mm
	10017008	Hoja de Microsierra 9,5 x 25,5 mm
	10017013	Hoja de Microsierra 9,5 x 25,5 mm
	10017015	Hoja de Microsierra 10 x 18,5 mm
1:1 Adaptadores Multipropósito	10011002	Mandril Ø 8,0 mm
	10011003	Mandril Ø 4,0 mm
	10011004	Mandril sin Llave Ø 4,0 mm
	10011012	Mandril sin Llave Ø 8,0 mm
	10011014	Llave Ø 4,0 mm
	10011015	Llave Ø 8,0 mm
1:1 Adaptadores de Taladro Conexión Rápida	10011007	1:1 AO Chico
	10011008	1:1 Zimmer / Hudson
	10011009	1:1 AO Grande
	10011010	1:1 Hudson / DePuy
	10011011	1:1 AO Mini
	10011013	1:1 AO / Trinkle
5:1 Adaptadores de Fresado	10011031	5:1 Mandril con Torque hasta Ø 4,0 mm
	10011032	5:1 Zimmer / Hudson
	10011033	5:1 Hudson / Depuy
	10011035	5:1 Aesculap
	10011036	5:1 AO Grande

# SERIES DE DISPOSITIVOS

Producto	Código	Descripción
3:1 Adaptadores de Fresado	10011021	3:1 Mandril con Torque hasta Ø 4,0 mm
	10011022	3:1 Zimmer / Hudson
	10011023	3:1 Hudson / Depuy
	10011025	3:1 Aesculap
	10011026	3:1 DHS
	10011027	3:1 Trinkle
	10011028	3:1 AO Grande
Baterías	10014003	68,1 x 65,3 x 43,3 mm
	10014033	68,1 x 65,3 x 51,9 mm
Plataforma de Carga	10014006	—
Cubierta de Transferencia	10014010	PPSU
Caja de Batería con Traba Giratoria	10014031	9.6V-2.4 Ah
	10014032	9.6V-1.25 Ah
Caja de Batería No Extraíble	10014007	9.6V-1.25 Ah
	10014009	12V-1.6 Ah
	10014008	12V-0.5 Ah
Cargador de Batería Múltiple	10014028	—
Cargador de Batería	10014029	—
Caja Contenedora	10014030	—




Desde nuestra sede operativa en Estados Unidos, y filiales en México, Argentina, Bolivia y Chile, ofrecemos las gamas más completas para trauma, columna, cadera y rodilla.



Nuestros dispositivos cumplen con las certificaciones de calidad y registros sanitarios vigentes en cada país. Implementamos procedimientos de trazabilidad y tecnovigilancia en las diferentes etapas de almacenamiento y comercialización. Esta rigurosidad en el control nos permite sostener un alto valor de marca, garantizando la mayor seguridad a los pacientes.

Con más de 8 años dedicados a la importación y comercialización de dispositivos médicos, nos destacamos por nuestro servicio, productos de eficiencia clínica y costos competitivos. Para conocer nuestras líneas de productos, por favor póngase en contacto para vincularlo con el distribuidor más cercano a su ubicación.



**MEXICO**  
Amores 1322  
Colonia del Valle Centro  
Benito Juárez 03100. CDMX.  
+52 55 5925 5323  
bioadvance.com.mx

**ARGENTINA**  
Cnel. Cetz 336, Piso 2  
Martínez B1642. San Isidro.  
Provincia de Buenos Aires.  
+54 11 7508 8730  
bioadvance.com.ar

**BOLIVIA**  
Calle Pedro Rodríguez 3830  
Santa Cruz de la Sierra.  
Bolivia.  
+59 1 7048 5050  
bolivia.bioadvanceusa.com

**CHILE**  
Av. Santa María 2670 Of. 503  
Providencia 7520424.  
Región Metropolitana. Santiago de Chile.  
+56 2 6465 9897  
chile.bioadvanceusa.com



**OVERFIX<sup>®</sup>**

— POWER TOOLS —

**bioadvance**

— DISPOSITIVOS MÉDICOS —

**MÉXICO**

[bioadvance.com.mx](http://bioadvance.com.mx)

**ARGENTINA**

[bioadvance.com.ar](http://bioadvance.com.ar)

**BOLIVIA**

[bolivia.bioadvanceusa.com](http://bolivia.bioadvanceusa.com)

**CHILE**

[chile.bioadvanceusa.com](http://chile.bioadvanceusa.com)