

Sistema de Clavos Endomedulares

CLAVO DISTAL DE FÉMUR

INDICACIONES

Fractura supracondílea del fémur.

Fractura femoral combinada supracondílea y del eje (ipsilateral)

CARACTERÍSTICAS

DISEÑO


El diseño de interbloqueo multipropósito mejora la estabilidad.

El clavo anatómico encaja de manera óptima en el hueso.

El orificio de enclavamiento con rosca interior evita la extracción del tornillo y mejora la estabilidad.

MATERIALES

Titanio comercialmente puro (ISO 5832-2, ASTM F67), aleación Ti6Al4V (ISO 5832-3, ASTM F1472)



Sistema de Clavos Endomedulares

CLAVO DISTAL DE FÉMUR

CLAVO ENDOMEDULAR PROXIMAL DE FÉMUR LARGO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO	CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO
55209018	Φ9.0	180	55201118	Φ11	180
55209020	Φ9.0	200	55201120	Φ11	200
55209022	Φ9.0	220	55201122	Φ11	220
55209024	Φ9.0	240	55201124	Φ11	240
55209026	Φ9.0	260	55201126	Φ11	260
55209028	Φ9.0	280	55201128	Φ11	280
55209030	Φ9.0	300	55201130	Φ11	300
55209032	Φ9.0	320	55201132	Φ11	320
55209034	Φ9.0	340	55201134	Φ11	340
55209036	Φ9.0	360	55201136	Φ11	360
55209038	Φ9.0	380	55201138	Φ11	380
55209040	Φ9.0	400	55201140	Φ11	400
55209042	Φ9.0	420	55201142	Φ11	420
55209518	Φ9.5	180	55201218	Φ12	180
55209520	Φ9.5	200	55201220	Φ12	200
55209522	Φ9.5	220	55201222	Φ12	220
55209524	Φ9.5	240	55201224	Φ12	240
55209526	Φ9.5	260	55201226	Φ12	260
55209528	Φ9.5	280	55201228	Φ12	280
55209530	Φ9.5	300	55201230	Φ12	300
55209532	Φ9.5	320	55201232	Φ12	320
55209534	Φ9.5	340	55201234	Φ12	340
55209536	Φ9.5	360	55201236	Φ12	360
55209538	Φ9.5	380	55201238	Φ12	380
55209540	Φ9.5	400	55201240	Φ12	400
55209542	Φ9.5	420	55201242	Φ12	420
55201018	Φ10	180	55201318	Φ13	180
55201020	Φ10	200	55201320	Φ13	200
55201022	Φ10	220	55201322	Φ13	220
55201024	Φ10	240	55201324	Φ13	240
55201026	Φ10	260	55201326	Φ13	260
55201028	Φ10	280	55201328	Φ13	280
55201030	Φ10	300	55201330	Φ13	300
55201032	Φ10	320	55201332	Φ13	320
55201034	Φ10	340	55201334	Φ13	340
55201036	Φ10	360	55201336	Φ13	360
55201038	Φ10	380	55201338	Φ13	380
55201040	Φ10	400	55201340	Φ13	400
55201042	Φ10	420	55201342	Φ13	420

TORNILLO DE BLOQUEO-A

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO
55030026	Φ5.0	26
55030028	Φ5.0	28
55030030	Φ5.0	30
55030032	Φ5.0	32
55030034	Φ5.0	34
55030036	Φ5.0	36
55030038	Φ5.0	38
55030040	Φ5.0	40
55030042	Φ5.0	42
55030044	Φ5.0	44
55030046	Φ5.0	46
55030048	Φ5.0	48
55030050	Φ5.0	50
55030052	Φ5.0	52
55030054	Φ5.0	54
55030056	Φ5.0	56
55030058	Φ5.0	58
55030060	Φ5.0	60
55030062	Φ5.0	62
55030064	Φ5.0	64
55030066	Φ5.0	66
55030068	Φ5.0	68
55030070	Φ5.0	70
55030072	Φ5.0	72
55030074	Φ5.0	74
55030076	Φ5.0	76
55030078	Φ5.0	78
55030080	Φ5.0	80

TAPÓN FINAL

CÓDIGO
55220000