

Sistema de Clavos Endomedulares

CLAVO PROXIMAL DE FÉMUR III

CARACTERÍSTICAS

DISEÑO DE CLAVO

El diseño anatómico garantiza un ajuste óptimo en el fémur.

El ángulo media lateral de 5° permite la inserción en la punta del trocánter mayor.

El clavo canulado facilita la inserción.




El diseño de dos tornillos de tracción proporciona una estabilidad antirrotación óptima.

TORNILLO DE COMPRESIÓN DE CADERA FEMORAL

Proporciona una compresión deslizante continua intraoperatoria y postoperatoria.

Logra una compresión y fijación realmente efectivas para la curación de fracturas.

Tuerca en el extremo del tornillo para detener el deslizamiento del tornillo si no se necesita compresión posterior.



Sistema de Clavos Endomedulares

CLAVO PROXIMAL DE FÉMUR III

CLAVO ENDOMEDULAR PROXIMAL DE FÉMUR III



CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO
56101020	Φ10	200
56101022	Φ10	220
56101024	Φ10	240
56101120	Φ11	200
56101122	Φ11	220
56101124	Φ11	240
56101220	Φ12	200
56101222	Φ12	220
56101224	Φ12	240

TORNILLO DE COMPRESIÓN



CÓDIGO	DISTANCIA DE DESLIZAMIENTO		LARGO TOTAL
	INTRA-OPERATORIO	POST-OPERATORIO	
56120070	5	5	70
56120075	5	5	75
56120080	5	5	80
56120085	7	5	85
56120090	7	5	90
56120095	7	5	95
56120100	7	5	100
56120105	7	5	105
56120110	7	5	110
56120115	7	5	115
56120120	7	5	120

TORNILLO DE BLOQUEO-A



CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO
56130026	Φ5.0	26
56130028	Φ5.0	28
56130030	Φ5.0	30
56130032	Φ5.0	32
56130034	Φ5.0	34
56130036	Φ5.0	36
56130038	Φ5.0	38
56130040	Φ5.0	40
56130042	Φ5.0	42
56130044	Φ5.0	44
56130046	Φ5.0	46
56130048	Φ5.0	48
56130050	Φ5.0	50
56130052	Φ5.0	52
56130054	Φ5.0	54
56130056	Φ5.0	56
56130059	Φ5.0	58

TAPÓN FINAL



CÓDIGO	LARGO
56150000	0
56150005	5
56150010	10
56150015	15

TORNILLO DE FIJACIÓN



CÓDIGO	(opcional)
56160000	

TUERCA



CÓDIGO	(opcional)
56140000	